

POLVERE PER SOLUZIONE ORALE

Per la preparazione dell'intestino
prima della colonscopia virtuale



COMPOSIZIONE

Macrogol, sucralosio.

CONFEZIONE

Astuccio contenente 2 buste monodose da 60 g di polvere, cadauna.

COME AGISCE

Il Macrogol è un polimero inerte idrosolubile ad alto peso molecolare che ha la capacità di legarsi all'acqua utilizzata per l'assunzione trattenendola nelle feci. Determina una reidratazione ed un ammorbidimento della massa fecale. Non viene assorbito o metabolizzato nel tratto gastro-intestinale.

INDICAZIONI D'USO

COLONPEG è indicato per la preparazione dell'intestino prima della colonscopia virtuale, al fine di ammorbidire le feci e rendere omogenea la marcatura fecale.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.
- Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata.
- In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico.
- Non utilizzare il prodotto nei bambini, durante la gravidanza o l'allattamento, a meno che non sia ritenuto strettamente necessario dal medico. In questo caso la somministrazione deve essere effettuata sotto controllo medico.
- Al fine di migliorare il gusto del prodotto, e renderne quindi più facile l'assunzione, il prodotto non contiene sali.
- Valutare con il proprio medico curante l'opportunità di prevedere un'integrazione di sali, al fine di evitare squilibri elettrolitici.
- In soggetti con disfunzioni a cuore, reni e fegato, il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sotto stretto controllo medico.
- Seguire attentamente le indicazioni fornite dal medico per quanto riguarda l'alimentazione da seguire prima e durante il trattamento. Si consiglia, in ogni caso, di seguire una dieta povera di fibre.
- Il prodotto può ridurre il tempo di permanenza nell'intestino e quindi l'assorbimento di medicinali ad uso orale. Si consiglia pertanto di consultare il medico in caso di assunzione contemporanea di medicinali ad uso orale, che devono in ogni caso essere somministrati ad una distanza di almeno 2 ore.

CONTROINDICAZIONI

Non assumere COLONPEG® in caso di:

- Ipersensibilità nota verso uno o più componenti
- Perforazione, ostruzione o stenosi intestinale
- Ileo paralitico
- Gravi malattie infiammatorie dell'intestino (es. colite ulcerosa, malattia di Crohn, megacolon tossico)

L'uso dei lassativi è controindicato nel caso in cui siano presenti dolori addominali acuti o di origine sconosciuta, nausea e vomito, sanguinamento rettale di origine sconosciuta e in caso di grave stato di disidratazione.

EFFETTI COLLATERALI

Gli effetti collaterali più comuni a seguito della somministrazione di macrogol sono diarrea, nausea, vomito, senso di pienezza e gonfiore addominale. Più raramente si possono manifestare ipotermia, ostruzioni-perforazioni, reazioni allergiche e malassorbimento di farmaci. Il rispetto delle istruzioni riportate nel presente foglietto illustrativo e delle indicazioni fornite dal medico, riduce il rischio di effetti indesiderati.

È importante comunicare al medico la comparsa di effetti indesiderati anche non descritti nel foglietto illustrativo.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

Ogni bustina deve essere versata in 1 litro di acqua mescolando fino a completa dissoluzione. E' preferibile agitare vigorosamente più volte per garantire la dissoluzione degli ingredienti.

Lo scioglimento è facilitato utilizzando acqua tiepida. Alla soluzione non devono essere aggiunti ulteriori ingredienti, come ad esempio aromi.

DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE

Per il dosaggio e le modalità di assunzione del prodotto seguire attentamente il protocollo raccomandato dal medico.

Il dosaggio consigliato varia solitamente da 1 a 2 litri di soluzione, sulla base anche di eventuali trattamenti concomitanti prescritti dal medico. La soluzione è normalmente assunta nell'arco di 2 ore la sera prima dell'esame o il giorno stesso dell'esame.

Per evitare la sensazione di sete e fenomeni legati alla disidratazione, si consiglia di assumere diversi bicchieri d'acqua o di altro liquido chiaro (brodo, succhi di frutta senza polpa, tè o caffè senza latte).

CONSERVAZIONE

Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore.

Una volta ricostituita, conservare la soluzione in frigorifero.

Utilizzare entro 24 ore.

Eliminare la quantità non utilizzata.

La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra.

Data ultima revisione: 12/02/2016

DISPOSITIVO MEDICO  0373
Materiale riservato ai Sigg. Medici





L'UNICO MACROGOL APPROVATO PER LA PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA VIRTUALE



CONFEZIONE: 2 BUSTE DA 60 g

LE CARATTERISTICHE DI COLONPEG

INSAPORE E SENZA ELETTROLITI

si scioglie in qualsiasi liquido senza alterarne il gusto

FISIOLOGICO E COMPLETAMENTE INERTE

Non dà interazioni nei politrattati e non viene assorbito

NON FERMENTA E NON PROVOCA DOLORE

Non dà origine a gas

ISO OSMOTICO - ISO OSMOLARE

Non provoca squilibri (es. aritmie)